


Laminocultivos

Contact Slide®



Control microbiológico de superficies y líquidos (según ISO 18593)

El método más simple, sencillo y económico para el control de higiene

Descubre más:



¿Por qué usar nuestros laminocultivos?

- 1. En cumplimiento de ISO 18593:2004**, los laminocultivos son adecuados para la mayoría de aplicaciones de Control de Higiene industrial, obteniendo resultados cualitativos o cuantitativos.
- 2. Aplicable para el control microbiano de líquidos**, mediante inmersión.
- 3. Mayor facilidad de manipulación.**
Pueden ser utilizados por personal no especializado.
Fácil cierre con tapón de rosca hermético de sólo 1/4 de vuelta.
Sencilla identificación, con mayor integridad y un transporte más fácil que una placa Rodac.
- 4. Mayor facilidad de uso.** Su diseño rectangular y la flexibilidad de la lengüeta plástica permiten el muestreo en lugares de difícil acceso.
- 5. Mayor estabilidad y caducidad del medio**, con 9 meses, gracias a su cierre hermético.
- 6. Formulación suplementada con neutralizantes** o inhibidores de desinfectantes (por ejemplo, amonio cuaternario).
- 7. Formulación con TTC**, indicador de crecimiento, para un mejor y más fácil recuento de colonias (por ejemplo, el medio PCA).
- 8. Identificación individualizada de cada unidad** en el tapón (no en el tubo) para mayor trazabilidad de producto: tipo de laminocultivo, lote, número de serie de producción y caducidad.
- 9. Más económico** al tratarse de un doble test (un laminocultivo = 2 análisis). El uso de un único laminocultivo (por ejemplo, Contact Slide 1) nos permite realizar dos test simultáneos (Aerobios totales y Enterobacterias) frente a dos placas Rodac.
- 10. Conservación a temperatura ambiente**, entre 10 y 25° C.



Referencias

Ref. 2360525262	Contact Slide 1	PCA+TTC+Neutral/VRBG+Neutral	20 unidades
Ref. 2360525272	Contact Slide 2	PCA+TTC+Neutral/Rose BengalaCAF+Neutral	20 unidades
Ref. 2360525322	Contact Slide 9	PCA+TTC+Neutral/PCA+TTC+Neutral	20 unidades

Por favor, pregúntenos por la totalidad de referencias disponibles.



¿Por qué MicroPlanet?

- Stock permanente de la mayoría de referencias para entrega inmediata.
- Productos frescos, con máxima caducidad.
- Servicios de entrega en 24-48 h según zona.
- Suministro puntual de programaciones de entrega acordadas.
- Precios especiales personalizados para usted.
- Con la garantía del suministro de 30.000 laminocultivos mensuales en nuestro país.



Un método más simple,
más sencillo y
más económico



¡Síguenos!

www.microplanet-psl.com

Carrer de Borrell, 29, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Tel. 93 590 62 92
info@microplanet-psl.com