

# EPPi®

## Criotubos para muestras biológicas con rosca externa y "slim"



### ¿Conoce nuestros criotubos "slim"?




- Criotubos EPPi® únicos
- Tipo "slim" con diámetro sólo de 12 mm
- 100 tubos en una caja estándar de 133 x 133 mm
- Rosca externa para evitar contaminaciones
- 100% polipropileno (idem coeficiente de expansión)
- Consulte nuestras ofertas por "packs" de compra: (EPPi® criotubos + criocajas)




Criotubos EPPi®




● Lo habitual  
 9x9 Criotubos convencionales con rosca externa en una criocaja estándar



● Lo correcto  
 9x9 Criotubos EPPi® en una criocaja estándar. Fácil manipulación



● Lo óptimo  
 10x10 Criotubos EPPi® en una criocaja EPPi®



Mejorando la calidad y la productividad en su trabajo



- Fabricación según ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001
- Fabricación según directrices GMP en ambiente estéril
- Cumplimiento de los requisitos según la directiva UE 98/79/CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro
- Fabricados con polipropileno aprobados por la FDA para temperaturas de -196°C a +121°C
- No citotóxicos según ISO 10993-5
- Libres de metales pesados y de plastificantes

- Libres de RNasa, DNasa y ADN
- Libres de ATP
- Libres de EEB y EST
- Libres de pirógenos
- Esterilizados según norma ISO 11137-2:2013
- Método de validación VDMax 25
- Esterilidad SAL 10<sup>-6</sup>
- Resistencia a la centrifugación hasta 17.000 g



### EPPi® Criotubos, estériles

| N.º de artículo | Volumen | Longitud | Ud./pack       |
|-----------------|---------|----------|----------------|
| EPPI0SPX        | 0.5 ml  | 28.5 mm  | 1,000 (10x100) |
| EPPI1SPX        | 1.0 ml  | 36.1 mm  | 1,000 (10x100) |
| EPPI2SPX        | 2.0 ml  | 47.6 mm  | 1,000 (10x100) |
| EPPI4SP5        | 4.0 ml  | 73.2 mm  | 500 (5x100)    |
| EPPI5SP5        | 5.0 ml  | 88.5 mm  | 500 (5x100)    |

### EPPi® Criotubos, estériles

| N.º de artículo | Volumen | Longitud | Ud./pack    |
|-----------------|---------|----------|-------------|
| EPPI0SP1        | 0.5 ml  | 28.5 mm  | 100 (1x100) |
| EPPI1SP1        | 1.0 ml  | 36.1 mm  | 100 (1x100) |
| EPPI2SP1        | 2.0 ml  | 47.6 mm  | 100 (1x100) |
| EPPI4SP1        | 4.0 ml  | 73.2 mm  | 100 (1x100) |
| EPPI5SP1        | 5.0 ml  | 88.5 mm  | 100 (1x100) |

Todos los criotubos EPPi® se pueden suministrar también sin esterilizar con tapón de rosca envasado por separado.



### Código colores EPPi® 1 color

| N.º de artículo | Color                  | Ud./pack    |
|-----------------|------------------------|-------------|
| EPPI8BU5        | azul                   | 500 (5x100) |
| EPPI8GR5        | verde                  | 500 (5x100) |
| EPPI8VT5        | violeta                | 500 (5x100) |
| EPPI8RE5        | rojo                   | 500 (5x100) |
| EPPI8WH5        | blanco                 | 500 (5x100) |
| EPPI8YE5        | amarillo               | 500 (5x100) |
| EPPI8MX5        | Combinación 5 colores* | 500 (5x100) |

\* Rogamos indiquen los 5 colores que deseen en el momento de realizar el pedido.

### Código colores EPPi® 2 colores

| N.º de artículo | Color                         | Ud./pack    |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
| EPPI9BR1        | azul + rojo                   | 100 (1x100) |
| EPPI9BR6        | azul + rojo                   | 600 (6x100) |
| EPPI9GY1        | verde + amarillo              | 100 (1x100) |
| EPPI9GY6        | verde + amarillo              | 600 (6x100) |
| EPPI9VW1        | violeta + blanco              | 100 (1x100) |
| EPPI9VW6        | violeta + blanco              | 600 (6x100) |
| EPPI9MX6        | Combinación todos los colores | 600 (3x200) |



### EPPi® Criocajas 133 x 133 mm, polipropileno

| N.º de artículo | Nombre del artículo | Posiciones | Para tubos   | Altura | Colores**                |
|-----------------|---------------------|------------|--------------|--------|--------------------------|
| EPPI05□□**      | Criocaja 0.5        | 10x10      | 0.5 ml       | 34 mm  | NA □ BU ■ YE ■ GR ■ RE ■ |
| EPPI10□□**      | Criocaja 1.0        | 10x10      | 0.5 / 1.0 ml | 40 mm  | NA □ BU ■ YE ■ GR ■ RE ■ |
| EPPI20□□**      | Criocaja 2.0        | 10x10      | 1.0 / 2.0 ml | 53 mm  | NA □ BU ■ YE ■ GR ■ RE ■ |
| EPPI40□□**      | Criocaja 4.0        | 10x10      | 4.0 ml       | 79 mm  | NA □ BU ■ YE ■ GR ■ RE ■ |
| EPPI50□□**      | Criocaja 5.0        | 10x10      | 4.0 / 5.0 ml | 94 mm  | NA □ BU ■ YE ■ GR ■ RE ■ |

\*\* Añadir código de color al final del n.º. de artículo: NA = transparente · BU = azul · YE = amarillo · GR = verde · RE = rojo



### EPPi® Criocajas 133 x 133 mm, policarbonato

| N.º de artículo | Nombre del artículo | Posiciones | Para tubos (ml) | Altura (mm) | Colores**                     |
|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-------------|-------------------------------|
| KPC50-C100□□**  | Criocaja 100        | 10x10      | 0.5 / 1.0 / 2.0 | 52          | BU ■ YE ■ GR ■ RE ■ OR ■ WH □ |
| KPC50-C81□□**   | Criocaja 81         | 9x9        | 2.0             | 52          | BU ■ YE ■ GR ■ RE ■ OR ■ WH □ |
| KPC50-C25□□**   | Criocaja 25         | 5x5        | 2.0             | 52          | BU ■ YE ■ GR ■ RE ■ OR ■ WH □ |
| KPC95-C81□□**   | Criocaja 81H        | 9x9        | 5.0             | 95          | BU ■ YE ■ GR ■ RE ■           |

\*\* Añadir código de color al final del n.º. de artículo: BU = azul · YE = amarillo · GR = verde · RE = rojo · OR = naranja · WH = blanco




### EPPi® Gradilla para Criotubos, policarbonato

Gradilla para criotubos antideslizante con bloqueo para la base. Los tubos quedan inmovilizados permitiendo así rosacar y desenrosacar los tapones. El manejo con una sola mano permite trabajar con rapidez y comodidad. Cada agujero posee identificación alfanumérica. Resistentes a temperaturas de -196 °C hasta +121 °C. Autoclavables.

| N.º de artículo | Capacidad | Dimensiones exteriores LxAxAlt. (mm) | Colores**                |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------|
| LCRWS50□□**     | 5x10      | 195x100x25                           | BU ■ YE ■ GR ■ RE ■ WH □ |

\*\* Añadir código de color al final del n.º. de artículo: BU = azul · YE = amarillo · GR = verde · RE = rojo · WH = blanco



### EPPi® MAX Criocajas 136 x 136 mm, polipropileno

| N.º de artículo | Nombre del artículo | Posiciones | Para tubos (ml) | Altura (mm) | Colores**                             |
|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| KEAMAX45-V1□□** | EPPi MAX caja 45    | -          | 1.0 / 2.0       | 45-53       | NA □ NB ■ NY ■ NG ■ NP ■ NO ■ BB*** ■ |
| KEAMAX50-C1□□** | EPPi MAX caja 50    | -          | 1.0 / 2.0       | 52          | NA □ NB ■ NY ■ NG ■ NP ■ NO ■ BB*** ■ |
| REM10301010K    | EPPi MAX divisor    | 10x10      | 1.0 / 2.0       | 30          |                                       |

\*\* Añadir código de color al final del n.º. de artículo:

NA = transparente · NB = neón-azul · NY = neón-amarillo · NG = neón-verde · NP = neón-rojo/fucsia · NO = neón-naranja · BB\*\*\* = negro/negro

\*\*\* negro/negro: Parte inferior y tapón negros para pruebas sensibles a la luz



Mercè Rodoreda, 2  
08172 Sant Cugat del Vallès  
Barcelona

www.etiquetas-laboratorio.com  
info@microplanet-psl.com  
Tel. 93 590 62 92